



CARTUCHOS

Cartuchos pré-doseados de uma utilização minimizam o desperdício nos enxertos e reduzem o tempo de cirurgia. Projectado para cirurgias minimamente invasivas, especialmente para aumentos de Sinus de aproximação Crestal e cirurgias de colocação imediata de implante.

Apresentação do produto:

** Cartuchos 3620 - 2 x 0,5cc ** Cartuchos 3640 - 4 x 0,5cc

** 4640 - 4 x Cartuchos 0,25cc

DISPENSADORES DE CARTUCHO

Dispensadores de cartuchos ergonomicos fornecem força e alavancagem para simplificar aplicação de putty NovaBone. Eles são reutilizáveis e autoclavados a 121°C.

Apresentação do produto:

** 3600 - Dispensador Grande para uso com Cartuchos Blue & Orange



SERINGAS

As seringas pré-doseadas não requerem manipulação e estão prontas a ser utilizadas enquanto ao mesmo tempo proporciona aos médicos uma estimativa de material colocado no defeito. Ideal para Socket preservation e aumento de Sinus lateral e quisto.

Apresentação do produto:

** Seringa 1610 - 1 x 0,5cc ** Seringa 1611 - 1 x 1,0cc

MORSELS

Os Morsels da NovaBone tem uma composição cristalina composta por óxidos de cálcio, sódio e fósforo numa base de sílica. O tamanho das partículas varia de 500 a 1000. O tamanho dos poros varia de 50 a 100 com um volume de poros acima de 60%. Os Morsels estão disponíveis em copos e são perfeitos para utilizar com instrumentos manuais e para misturar com sangue ou PRF. O uso de Biomodificadores, como o PRF, é sugerido ao usar Morsels para facilitar a integração óssea mais rápida.

Apresentação do Produto:

**Embalagens EU0820 - 2x0,50g



** Use o prefixo NA (para EUA e Canadá) e UE para a Europa.

Nem todos os tamanhos e variações estão disponíveis em todos os territórios.

Entre em contato com seu distribuidor local para mais informações.